

Faire une consultation libre INFANSOFT ● 08/2025_V01.00

Sommaire

Sommaire.....	1
Introduction	2
Démarrer une consultation libre.....	3
L’ Ajout et prescription dans le plan de soin	5
L’ Enregistrement de la consultation	7
Retrouver et gérer vos consultations dans la Synthèse	7
Conclusion.....	8

Introduction

Dans certains cas, vous pouvez choisir de mener une « **Consultation libre** » dans **INFANSOFT**.

Cette fiche vous guide pas à pas pour réaliser une consultation libre, depuis l'ouverture du dossier patient jusqu'à son enregistrement.

Contrairement aux modèles de consultation, la consultation libre vous permet d'ajouter uniquement les sections dont vous avez besoin, en toute flexibilité.

L'objectif est de vous montrer comment : renseigner le motif de consultation, saisir les éléments cliniques utiles (anamnèse, examen objectif, plan de soins), puis finaliser et enregistrer la consultation dans la synthèse du dossier patient.




Image 1 – La Consultation libre dans INFANSOFT

Démarrer une consultation libre

Depuis le dossier patient cliquez sur **1** « Démarrer la consultation », la fenêtre de consultation s'ouvre.




Image 2 – Démarrer une consultation libre

Celle-ci est divisée en 2 parties, à gauche **1** la « Consultation libre » et à droite **2** la « Consultation guidée » par les modèles de consultation proposés.




Image 3 – A gauche la « Consultation libre » et à droite la « Consultation guidée »

La consultation libre vous permet de définir les étapes à intégrer, sans chemin prédéfini. Vous sélectionnez uniquement les sections pertinentes pour votre pratique.

Les sections disponibles sont affichées dans la zone « **Suggestions de section** », accessible en bas de la fenêtre. Il vous suffit de cliquer sur une section pour l'ajouter à votre consultation.




Image 4 – Suggestion de section

Pour illustrer cette fiche, prenons l'exemple d'une consultation pour une « *douleur aux oreilles* ». Vous pouvez commencer par renseigner le « **Motif de consultation** ». Juste en dessous, vous avez la possibilité d'ajouter une « **Note d'anamnèse** » (contexte, symptômes, durée...). Ces champs restent facultatifs, mais ils sont utiles pour garder une trace du suivi médical du patient.




Image 5 – Motif de Consultation et Note d » anamnèse

Par exemple, vous pouvez insérer une section **1** « **Examen objectif** » pour consigner les résultats de l'examen clinique (inspection du conduit auditif, observation du tympan, recherche de signes d'épanchement de liquide, etc.). Cette flexibilité vous permet d'adapter chaque consultation à la situation du patient tout en maintenant une structure claire et homogène dans le dossier médical.

Après avoir réalisé l'examen et noté les résultats, vous pouvez élaborer un en cliquant sur l'icône « **Plan de soins** ». **2**




Image 6 – Examen objectif et Plan de soins

L'Ajout et prescription dans le plan de soin

Par exemple, vous pouvez prescrire de l'**OTIPAX** et préciser la posologie adaptée. Dans le champ « **Médicaments** », saisissez le nom du traitement dans la barre « **Rechercher un traitement** ».




Image 7 – Rechercher un traitement 1

Un double-clic sur le médicament trouvé ouvre automatiquement le volet de prescription, dans lequel vous pourrez renseigner la posologie et ensuite la valider.




Image 8 – Rechercher un traitement 2




Image 9– Rechercher un traitement 3

MODIFIER LA POSOLOGIE

Sélectionnez un modèle de posologie ou définissez un nouveau dosage

☒ Nouveau modèle de posologie

Chlorhydrate de lidocaïne anhydre OTIPAX, SOLUTION POUR INSTILLATION AURICULAIRE Monographie

Saisie structurée Saisie libre

Prendre

- 2 +

goutte(s)/oreille

par jour

Variable

pendant

- 5 +

jour(s)

Variable

☒ Aucun dépassement de posologie détecté.

Commentaire de prescription

2 goutte(s)/oreille par jour pendant 5 jours.

15 g en flacon (verre jaugé) + embout compte-goutte (PE/acetate de vinyle)

☐ Quantité ☐ À renouveler ☐ ALD ☐ TTT de fond

Plus d'options +

Annuler

Valider

☐ Définir ce dosage comme modèle

Image 10 – Renseigner une posologie

L'Enregistrement de la consultation

Pour finaliser votre consultation, vous avez deux options d'enregistrement.

En cliquant sur « **Enregistrer (brouillon)** », vous pourrez poursuivre votre consultation ultérieurement.

Si vous avez terminé la consultation et souhaitez l'enregistrer définitivement, cliquez sur « **Terminer** ».

Ces choix vous permettent de gérer efficacement vos consultations selon votre avancement.

La consultation s'enregistre dans la partie « **Synthèse** » du dossier patient.




Image 11 – Synthèse » du dossier patient

Retrouver et gérer vos consultations dans la Synthèse

À partir de cet espace, plusieurs possibilités s'offrent à vous :

- **1 « Imprimer »** le document retraçant les différentes étapes de la consultation afin d'en conserver une version papier ou de la partager si nécessaire.
- **2 « Dupliquer la consultation »** pour en créer rapidement une nouvelle en reprenant tout ou partie des informations déjà saisies.
- **3 « Modifier »** les éléments enregistrés, que ce soit pour corriger un détail ou compléter certaines informations.
- **4 « Supprimer »** la consultation si celle-ci n'a finalement pas lieu d'être.

Ces fonctionnalités vous offrent une grande flexibilité pour organiser et gérer le suivi médical de vos patients.




Image 12 – Gérer vos consultations dans la Synthèse

Conclusion

Vous savez désormais comment **réaliser une consultation libre avec INFANSOFT** :

- Saisir un motif de consultation et une note d'anamnèse.
- Ajouter les sections nécessaires à votre pratique (examen objectif, plan de soins, etc.).
- Finaliser et enregistrer la consultation dans le dossier patient.
- Retrouver et gérer vos consultations dans la partie **Synthèse** (impression, duplication, modification ou suppression).

Ces compétences vous permettent de conduire vos consultations en toute autonomie, tout en profitant de la flexibilité qu'offre le mode libre.

N'hésitez à consulter et imprimer la fiche pédagogique associée à cette vidéo. Vous en garderez ainsi une trace écrite.

Merci de votre attention et découvrez dans la suite de nos vidéos comment utiliser les **modèles de consultation**.

Vous souhaitez connaître l'étendu de nos formations ? N'hésitez pas à nous contacter sur **info.infansoft.fr@cgm.com**